



LES LABORATOIRES N2K

ALCOSEPT

sans rinçage

À base d'alcool isopropylique — Nettoyant surfaces et ustensiles

Nettoyant liquide à base d'alcool isopropylique, formulé pour le nettoyage rapide et sans rinçage des couteaux, coutelas, scies, établis et surfaces intermédiaires en abattoir, en atelier de découpe et en élevage. Son action dégraissante immédiate élimine les résidus organiques (graisses, sang, matières protéiques) entre deux opérations, sans nécessiter de rinçage à l'eau.

DESCRIPTION

ALCOSEPT est formulé à base d'alcool isopropylique (IPA) à haute concentration, associé à des agents dégraissants non ioniques et à un filmogène protecteur. Son action est immédiate : appliqué par pulvérisation ou essuyage, il dissout les graisses animales, les résidus sanguins et les dépôts protéiques en quelques secondes, sans laisser de résidu visible sur les surfaces traitées.

La formule à séchage rapide (évaporation en 15 – 30 secondes) permet une remise en service immédiate des ustensiles et des plans de travail sans temps d'attente. Elle convient particulièrement aux postes de travail à cadence élevée en abattoir et en atelier de découpe, où les interventions de nettoyage intermédiaire doivent être rapides et efficaces.

ALCOSEPT est sans eau, sans parfum ajouté et sans colorant. Il n'attaque pas l'inox, le polyéthylène haute densité (PEHD) ni les surfaces plastiques couramment utilisées en abattoir. Le produit est compatible avec les surfaces en contact avec les denrées alimentaires sous réserve du respect des concentrations et des conditions d'emploi indiquées.

COMPOSITION

Alcool isopropylique, agents dégraissants non ioniques, filmogène protecteur de surface (eau déminéralisée qsp 100 %. Sans parfum, sans colorant, sans aldéhyde.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques physico-chimiques

- Aspect : Liquide clair et fluide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Alcoolique légère, disparaissant après évaporation
- pH : 6,5 – 7,5 (neutre)
- Densité : 0,88 – 0,92 g/cm³ à 20°C
- Teneur en alcool isopropylique : 60 – 75 % v/v
- Temps de séchage : 15 – 30 secondes à température ambiante
- Inflammabilité : Liquide inflammable — catégorie 2 (point d'éclair ≈ 12°C)
- Conditionnement : Flacon pulvérisateur Bidon 5 L
- Stockage : À l'écart des sources de chaleur et flammes nues — Température < 25°C
- Durée de conservation : 24 mois (flacon fermé)



LES LABORATOIRES N2K

MODE D'EMPLOI

Application sans rinçage — remise en service immédiate après séchage complet :

Surface / Ustensile	Mode d'application	Quantité	Temps de séchage
Couteaux, coutelas, scies à os	Pulvérisation directe + essuyage avec linge non tissé	2 – 3 pulvérisations	15 – 30 sec
Établis et plans de travail inox	Pulvérisation + essuyage ou application avec éponge	Couvrir toute la surface	20 – 40 sec
Surfaces intermédiaires PEHD / plastique	Pulvérisation directe + essuyage	Couvrir toute la surface	15 – 30 sec
Poignées, manches d'outils, crochets	Pulvérisation + essuyage avec linge propre	2 – 3 pulvérisations	15 sec
Équipements en élevage (barreaux, cages)	Pulvérisation directe	Couvrir la zone à traiter	30 sec
Surfaces de contact alimentaire en cours de production	Pulvérisation légère + séchage naturel	Film fin et uniforme	15 – 30 sec

Entre deux utilisations consécutives, une seule application suffit. Pour les surfaces très souillées (résidus importants de graisses ou de sang), effectuer un essuyage préalable avant application du produit afin d'optimiser l'efficacité nettoyante.

Ne pas rincer après application. Laisser sécher complètement avant la remise en contact avec les denrées alimentaires.

CONCENTRATIONS D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi — utiliser pur, sans dilution.

Pour les surfaces de grande taille, diluer au maximum à 1:1 (eau déminéralisée) tout en maintenant une teneur en IPA ≥ 30 %.

PROPRIÉTÉS NETTOYANTES

ISOCLEAN BLADE présente les propriétés suivantes :

- **Dégraissant puissant** : élimination rapide des lipides, graisses animales et huiles
- **Détachant protéique** : dissolution efficace des résidus sanguins et des dépôts protéiques
- **Séchage rapide** : évaporation complète en 15 – 30 secondes sans résidu
- **Sans rinçage** : formule adaptée aux surfaces en contact alimentaire aux concentrations d'emploi
- **Action assainissante** : réduction de la charge microbienne de surface par action de l'alcool

Le produit ne laisse pas de film résiduel sur les surfaces traitées grâce à la combinaison IPA + filmogène à faible concentration.

COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX



LES LABORATOIRES N2K

- Compatible : Inox 304/316 · PEHD · Polypropylène · Nylon · Polyuréthane · Verre
- Compatible avec les manches synthétiques et plastiques des couteaux et ustensiles de découpe
- Prudence : Caoutchouc naturel et certains élastomères — rinçage recommandé

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1- Nettoyants et produits d'entretien pour ustensiles et surfaces en milieu abattoir et agroalimentaire
- 2- Produits d'hygiène intermédiaire en élevage et en atelier de découpe
- 3- Produits pour l'entretien des surfaces en contact avec les denrées alimentaires